

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского
Московский городской ожоговый центр

129010, Москва, Сухаревская пл., д.3 кор 3

Телефоны:

Руководитель центра: 623-41-21

Справочная: 620-10-71

Факс: (495) 623-41-21

Служебная записка.

В настоящее время в ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, в том числе в Московском городском ожоговом центре, активно применяется фиксирующий пластырь РолеПласт производства ООО «Новые перевязочные средства», Россия. Мягкое нетканое полотно с дискретно нанесенным на него гипоаллергенным клеем обеспечивает беспрепятственный воздухо- и парообмен, что очень важно для ожоговых пациентов. Отсутствие аллергических реакций со стороны неповрежденных кожных покровов позволяет многократно фиксировать пластырь на одном и том же месте. Благодаря широкому размерному ряду можно подобрать необходимую ширину пластыря РолеПласт и применять его не только при небольших по площади поражениях, но и для сплошной фиксации объемных повязок при обширных ожогах. Пластырь хорошо моделируется, надежно фиксируется и безболезненно удаляется.

Также используются ДокаПласт - стерильные повязки-пластыри на основе мягкого нетканого полотна с атравматической сорбционной подушечкой. За счет эластичности повязка хорошо моделируется на любой части тела. На основу повязки дискретно (волнообразно) нанесен гипоаллергенный клей, что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Для предотвращения инфицирования сорбционная подушечка пропитывается в зависимости от вида изделия: мирамистином, обладающим широким спектром антимикробного действия; протарголом – коллоидным серебром, обеспечивающим антибактериальную защиту.

И. о. заведующего отделением
(городской центр) острых термических поражений
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
к.м.н., старший научный сотрудник



Сачков А.В.